Panasonic

福島県地域医療連携 操作説明書



保険薬局システム

品番 Pharnes シリーズ

平月	式27年2月 ソフト変更		
バージョン	06.65		
	H27.02.26 (Rev.1)	初	版

本説明書は、福島県地域医療連携の Pharnes 上での操作を行うための説明書です。

●作業に関するお問い合わせは、所定のお問い合わせ先までお願いいたします。

第1章 窓口業務の変更内容

第1章 窓口業務の変更内容

1.1 患者登録画面の変更内容

1.1.1 イベント番号の追加

[患者登録(新患/再来)画面]に「イベント番号1」と【登録】ボタンを追加します。

影山業務				
🧏 🕨 患者登録(新患)			Vers	ion 06.65 🛛 🕅
調 剤 日 平成27.02.19			最終来局日	
患者番号 109 イ	ベント番号1	登録	初回来局日	4 平成 27.02.19
カナ氏名*				
漢字氏名				
住 別* 生年月日*[[ベント番号	1 レ【登録】	ボタンを
本人/家族 所得[区分 [なし 注力]	マー面の		N17 2 2
保険者番号 🗌		ン より り		
記 号 · 番 号				
負担者No 受給者No	負担/給付率	有効期限	負担額 月初算定 公	費 請求 適用 ント 単位 保険
保険	<u> </u>			
公費① []]	%			
公費②				
公犢③	%			
市町村	分類B			
分 類				
頭 書 メ モ				
		F7 F	о Г о _==10	E11 E14
			◎ F0 F10 萊麻耒紙 保除情報	
		ク <u> </u>		
電力ナ氏名を人力してくたさい。(苗字)	こ名前の間には、半角スペー	人を入れてくたさ	L'.)	

項目名	説明
イベント番号1	イベント番号1の内容が表示されます。
【登録】	[イベント番号入力画面]に進みます。

1.1.2 イベント番号の登録方法

[患者登録(新患/再来)画面]にて、【登録】ボタンをマウスでクリックすることにより、下記の[イベント番号入力 画面]が表示されます。

イベント番号の登録はカードリーダーを使用し自動で読み取る方法と、手動にて直接入力する方法の2通りが あります。



項目名	説明
通番	イベント番号の通番です。(通番1がイベント番号1を表します。)
イベント番号	イベント番号の登録内容が表示されます。 ※イベント番号は最大6個の履歴が持て、通番1が最新で通番2が最新 のひとつ前を意味します。
【F8】 (カード読取)	カードリーダーよりイベント番号を読み取ります。 ※サーバーではクリックできません。
【F12】(登録)	入力したイベント番号を保存して、[患者登録(新患/再来)画面]に戻り ます。
【Esc】(戻る)	入力したイベント番号を取り消して、[患者登録(新患/再来)画面]に戻ります。

(1) カードリーダーより自動で読み取る方法

-操作手順-

①.【F8】(カード読取)をクリックします。

②. カード読み取りメッセージが表示されますので、カードをカードリーダーにかざします。

Z	イベント	番号を読る	み取りまう	t,	
<i></i>	-ドをリー	ダにかざ	してくだ	έl,	

③. カードより読み取ったイベント番号が、イベント番号1に表示されます。

イベント番号	号入力				
	通番	-1	ベント	番号	
	1	070	7029999	99991	02
	2				
	3				
	4				
	5				
	6				
ESC			F8		F12
戻る			カー 読取	۲ ۲	登録

※既に登録済みの別のイベント番号があった場合は、登録済みの別のイベント番号は自動で下に移動されます。

④.【F12】(登録)をクリックします。

(2) 手動にて直接入力する方法

-操作手順-

- ①.カードに記載されているイベント番号をイベント番号1に入力します。
 ※既に登録済みの別のイベント番号があった場合は、登録済みの別のイベント番号はコピー&ペーストなどにより下に移動した後に、今回のイベント番号をイベント番号1に入力してください。
- (F12)(登録)をクリックします。

1.1.3 エラーメッセージと対処方法

イベント番号入力画面で表示されるエラーメッセージと対処方法を以下に記します。

(1)カード読み取り時に表示されるメッセージ

表示画面	原因	対処方法
 第1回 (Version 06.65) すでに登録済みです。 金録済みのイベント番号です。 0 K 	読み取ったイベント番号は既に 登録済みである。	既に登録済みであるため登録 操作は不要となります。
■□■第 (Version 06.65) イベント番号読取エラー カードが読み取れません。(1) 0 K	カード読み取りメッセージが表 示されてから5秒以内にカード がかざされなかった。 または、カードよりイベント番号 が読み取りできない。	カード読み取りメッセージが表 示されてから5秒以内にカー ドをかざす。
■□業務:(Version 06.65) イベント番号読取エラー リーダーが利用できません。(2) 0 K	カードリーダーが利用できない。	カードリーダーが接続されて いるか確認する。

(2)登録時に表示されるメッセージ

表示画面	原因	対処方法
■CLMR% (Version 06.65) イベント番号1の指定が誤りです。 イベント番号1を確認してください。 0 K	イベント番号が正しくない。	正しいイベント番号を入力し なおす。
▲□葉館 (Version 06.65) ▲ 入力エラー イベント番号1と同じイベント番号があります。 0 K	同一イベント番号が複数入力さ れている。	不要な方を削除する。

パナソニック ヘルスケア株式会社

〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号

© Panasonic Healthcare Co.,Ltd. 2015